



Anwendungsbereiche der AESCULAP-Scherköpfe

Hunderasse	Kurzes Fell	Mittellanges Fell	Langes Fell
Mischrassen Afterbereich Pfoten Körper – sauberes Fell Körper – verfilztes Fell Läufe	2mm – GH715/GT742 1mm – GH712 3mm – GT748 Schere	5mm – GT758 5mm – GT758 oder	7mm – GT770 12-16mm – GT782/784
Airdale Afterbereich Pfoten Kopf, Körper – sauberes Fell Kopf, Körper – verfilztes Fell Läufe	2mm – GH715/GT742 2mm – GH715/GT742 3mm - GT754 3mm – GT748 Schere	5mm – GT758	7mm – GT770 12-16mm – GT782/784
Bearded Collie Afterbereich Läufe Körper – sauberes Fell Körper – verfilztes Fell	2mm – GH715/GT742 1mm – GH712 5mm – GT758	12mm – GT782 7mm – GT770	16mm – GT784 9mm - GT779
Bedlington Terrier Läufe, Gesicht, Schwanz Körper	1mm – GH712 3mm – GT754	2mm – GH715/GT742 5mm – GT758	7mm - GT770
Bichon Frise Bauch Körper – sauberes Fell Körper – verfilztes Fell	2mm – GH715/GT742 7mm – GT770	12mm – GT782 9mm – GT779	16mm - GT784
Bouvier des Flanders Afterbereich Läufe Körper – sauberes Fell Körper – verfilztes Fell	2mm – GH715/GT742 1mm – GH712 9mm – GT779 5mm – GT758	12mm – GT782 7mm – GT770	16mm – GT784 9mm - GT779
Briard sauberes Fell verfilztes Fell	9mm – GT779 3mm – GT754	12mm – GT782 5mm – GT758	16mm - GT784 7mm - GT770
Cairn Terrier Bauch und Afterbereich Körper	1mm – GH712 3mm – GT754	2mm – GH715/GT742 5mm – GT758	7mm - GT770
Cocker Spaniel Amerikanisch Gesicht, Ohren, Kehle, Kopf	1mm – GH712	2mm – GH715/GT742	



Körper – sauberes Fell Körper – verfilztes Fell Englisch Gesicht, Ohren, Kehle, Kopf Körper – sauberes Fell Körper – verfilztes Fell	3mm – GT754 3mm – GT748 1mm – GH712 3mm – GT754 3mm – GT748	5mm – GT758 5mm – GT758 2mm – GH715/GT742 5mm – GT758	7mm - GT770 7mm - GT770
Dandie Dinmont Terrier Bauch und Afterbereich Körper	2mm – GH715/GT742 5mm – GT758	7mm - GT770	9mm - GT779
English Setter Gesicht, Ohren Körper, Seite, Rücken	2mm – GH715/GT742 5mm – GT758	7mm - GT770	9mm - GT779
English Springer Spaniel Kopf, Nacken, etc Körper – sauberes Fell Körper – verfilztes Fell	2mm – GH715/GT742 3mm – GT754 3mm – GT748	5mm - GT758	7mm - GT770
Irish Setter Kopf, Ohren, Kehle Körper, Seite, Rücken	2mm – GH715/GT742 5mm – GT758	7mm - GT770	9mm - GT779
Irish Terrier Ohren, Kopf, Afterbereich Körper	2mm – GH715/GT742 3mm – GT754	5mm - GT758	7mm - GT770
Kerry Blue Terrier Kopf Körper, Seite, Rücken, Schwanz	1mm – GH712 3mm – GT754	2mm – GH715/GT742 5mm – GT758	7mm - GT770
Lakeland Terrier Kopf, Bauch Körper, Seite, Rücken, Schwanz Ohren, Afterbereich	2mm – GH715/GT742 3mm – GT754 2mm – GH715/GT742	5mm - GT758	7mm - GT770
Lhasa Apso sauberes Fell verfilztes Fell Bauch	9mm – GT779 5mm – GT758 2mm – GH715/GT742	12mm – GT782 7mm – GT770	16mm - GT784
Old English Sheepdog sauberes Fell verfilztes Fell Bauch, Läufe, Afterbereich	9mm – GT779 3mm – GT748 2mm – GH715/GT742	12mm – GT782 5mm – GT758	16mm - GT784 7mm - GT770
Poodle Läufe, Gesicht, Schwanz Kurzer Körper sauberes Fell	1mm – GH712 5mm – GT758 9mm – GT779	2mm – GH715/GT742 7mm – GT770 12mm - GT782	16mm - GT784



Körper, Läufe, Gesicht Schwanz	GT772 Schere	12mm - GT782	16mm - GT784
Pekingese sauberes Fell verfilztes Fell Afterbereich	9mm – GT779 5mm – GT758 2mm – GH715/GT742	12mm - GT782 7mm – GT770	16mm - GT784
Portuguese Water Dog Körper – sauberes Fell Körper – verfilztes Fell Kopf, Schwanz	9mm – GT779 3mm – GT748 Schere	12mm - GT782 5mm – GT758	16mm – GT784 7mm - GT770
Schnauzer Giant Kopf, Ohren, Wange Körper, Seite, Rücken Läufe Miniature Kopf, Bauch, Wange Körper, Seite, Rücken Läufe	2mm – GH715/GT742 3mm – GT748 Schere 2mm – GH715/GT742 3mm – GT748 Schere	5mm – GT758 5mm – GT758	7mm - GT770
Scottish Terrier Körper, Rücken, Gesicht Ohren, Kehle Kopf Schwanz	3mm – GT754 2mm – GH715/GT742 2mm – GH715/GT742	5mm – GT758 3mm – GT754 12mm – GT782	7mm – GT770 16mm - GT784
Sealyham Terrier Körper Kopf, Ohren	3mm – GT754 2mm – GH715/GT742	5mm – GT758	7mm – GT770
Shih Tzu sauberes Fell verfilztes Fell Bauch, Afterbereich Kopf, Läufe, Schwanz, Ohren	7mm – GT770 2mm – GH715/GT742 Schere	12mm – GT782 9mm – GT779	16mm - GT784
Silky Terrier sauberes Fell verfilztes Fell Ohren Kopf, Bauch	9mm – GT779 5mm – GT758 2mm – GH715/GT742 Schere	12mm – GT782 7mm – GT770	16mm - GT784
Skye Terrier Bauch, Afterbereich Körper	2mm – GH715/GT742 9mm - GT779	12mm – GT782	16mm - GT784
Sussex Spaniel Bauch, Läufe, Afterbereich	2mm – GH715/GT742		



Körper	7mm - GT770	9mm - GT779	12mm - GT782
Welsh terrier Körper, Rücken, Seite, Schwanz Kopf, Ohren, Kehle	3mm - GT754 2mm - GH715/GT742	5mm - GT758	7mm - GT770
West Highland White Terrier Körper, Rücken, Seite Kopf, Schwanz Bauch, Ohrspitzen	3mm - GT754 Schere 1mm - GH712	5mm - GT758 2mm - GH715/GT742	7mm - GT770
Wheaten Terrier Körper, Schwanz – sauberes Fell Körper, Schwanz – verfilztes Fell Läufe Ohren, Afterbereich, Bauch Kopf	9mm - GT779 5mm - GT758 1mm - GH712 2mm - GH715/GT742 Schere	12mm - GT782 7mm - GT770	
Wire Fox Terrier Kopf, Afterbereich Körper, Schwanz Läufe	2mm - GH715/GT742 3mm - GT754 Schere	5mm - GT758	7mm - GT770
Yorkshire Terrier sauberes Fell verfilztes Fell Gesicht, Kopf Orhmitte	9mm - GT779 5mm - GT758 Schere 2mm - GH715/GT742	12mm - GT782 7mm - GT770	16mm - GT784 9mm - GT779